

„Nowoczesna terapia światłem spolaryzowanym
Q.Light z systemem wymiennych filtrów
- zastosowanie w rehabilitacji”

Q.Light®
photo therapy


Q.Products AG SZWAJCARIA

Q.Light®
photo therapy

**profesjonalny system terapii
światłem spolaryzowanym**




Q.Light® - zawsze właściwe spektrum



**Pełne Spolaryzowane Spektrum
Światła Widzialnego**

Długość fali: 385 nm – 1700 nm

Względna transmisja w %



Dane techniczne

Moc	60 V/A max.
Gęstość mocy	≥40 mW/cm ²
Klasa bezp.	II typ B
Polaryzacja	≥98%
śr. pola naśw.	Od 5 – 40 cm
Temp. barwowa	4700 K
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak	CE – 1275

Q.Light emituje widmo światła z opatentowanego technologicznie źródła

Działanie światła:

- Poprawia mikrocyrkulację
- Harmonizuje procesy przemiany materii
- Wzmacnia system obronny organizmu
- Stymuluje procesy regeneracyjne i naprawcze
- Sprzyja gojeniu się ran
- Łagodzi ból, obniża jego natężenie

- Szeroki zakres i łatwość stosowania
- Bezbolesna i krótkotrwała kuracja
- Brak stwierdzonych skutków ubocznych
- Urządzenia produkowane w Szwajcarii



Q.Light®
photo therapy

**profesjonalny system terapii
światłem spolaryzowanym**




Wyświetlacz LCD

Wymienny filtr

**Polaryzator i
soczewka ZAISS**

Regulator śr. pola naświetlania 5-40 cm



PAIN PRO 580 - 1700 nm

leczenie bólu:

- mięśni, stawów i kręgosłupa
- urazów sportowych,
- zmian reumatologicznych
- chronicznego bólu



WOUND PRO 385 - 780 nm bez podczerwieni

leczenie ran:

- pourazowych, pooperacyjnych
- oparzeń, odleżyn
- owrzodzeń podudzi, stopy cukrzycowej



WOUND PRO 385 - 1700 nm z podczerwienią



ACNE PRO 385 - 500 nm

leczenie trądziku :

- trądzik pospolity,
- zaburzenia skórne różnego pochodzenia,
- atopowe zapalenie skóry



SAD PRO 420 - 780 nm

leczenie depresji:

- SAD (depresja sezonowa)
- zaburzenia snu
- nerwice



NEURODERMITIS PRO 385 - 780 nm

leczenie skóry:

- łuszczyca
- neurodermatozy
- atopowe zapalenie skóry

