

1116 /1117

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych



Wanny **1116, 1117** mogą być wykorzystywane zarówno do masażu wirowego kończyn dolnych (pacjent siedzi na wysokim krześle) jak i do masażu wirowego kończyn górnych (pacjent wkłada rękę do wanny siedząc na niskim krześle). Masaż odbywa się za pomocą systemu 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny. Dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełniania (połowa / cała wanna) istnieje możliwość ograniczenia zużycia wody.

Wanny do masażu wirowego kończyn dolnych 1116 i 1117 produkowane jest w dwóch wersjach:

- **1116T, 1117T** (wersja podstawowa),
- **1116E, 1117E** (sterowanie elektroniczne).

Elementy wyposażenia	Model T	Model E
Prysznic ręczny	+	+
System napełniania	manualny	automatyczny
Ustawienie wybranego poziomu wody	manualny	automatyczny
Elektroniczny panel sterowania	-	+
Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"	-	+
Timer	-	+
Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu	-	+
Ozonowanie	opcja	opcja
Elektroniczny termometr	opcja	opcja
System dezynfekcji	opcja	opcja

Nr katalogowy	Model	Pojemność użytkowa		Wymiary dł x szer x wys [mm]
		Poziom 1	Poziom 2	
01.501.017	1116 T	120	235	1380x580x880
01.501.018	1116 E	120	235	1380x580x880
01.501.019	1117 T	75	135	1080x580x780
01.501.020	1117 E	75	135	1080x580x780



Akcesoria stanowiące standardowe wyposażenie wanny 1116 :

- **Krzesło wysokie** - 1szt (nr. kat. 19.108.003)
- **Stopień** – 1szt (nr. kat.19.037.001)
- **Krystalin** – środek do czyszczenia – 1 litr (nr.kat. – 19.903.001)



Kolorystyka urządzeń do hydroterapii produkowanych przez firmę Technomex jest zgodna z paletą kolorów RAL. Istnieje możliwość zamówienia urządzenia w jednym lub dwóch kolorach. Przy zamówieniu prosimy podawać kolor wewnętrzny (misa) i zewnętrzny (obudowa) wanny oraz wybrany numer koloru wanny.

Poniżej standardowe zestawienia kolorystyczne



Standardowe kolory wanien

	5012 NIEBIESKI
	9006 SZARY
	5021 CIEMNOZIELONY
	6027 JASNOZIELONY
	10090 BIAŁY

Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia urządzenia w dowolnym kolorze z palety RAL. **Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.** Uwaga – w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.