

Intelec Shortwave 100


Diatermia wytwarza wysokiej częstotliwości pole elektromagnetyczne, które absorbuje miękkie tkanki. To, z kolei, zwiększa metabolizm komórkowy przyspieszając zdrowienie tkanek..

Krótkofalowa diatermia jest przeznaczona aby polepszyć krążenie, zmniejszyć ból, zmniejszyć zapalenie, łagodzi napiecie mięśniowe oraz ostry ból.



CHARAKTERYSTYKA:

- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Kliniczne Protokoły
- 200 Zdefiniowanego przez użytkownika protokołów
- Ponad 90 Klinicznych Protokołów producenta
- Kliniczne protokoły zawierają: kolorową bibliotekę anatomiczną i patologiczną, przykładowe rozmieszczenie aplikatorów, przeciwwskazania
- Intelec Shortwave 100 zapewnia termiczny jak i atermiczny efekt pracy.
- Mikroprocesorowa praca aparatu
- Tryb pracy ciągły (100 Wat) i impulsowy (200 Wat)
- Średnia moc impulsu 64 Waty (maksimum)
- Pełna możliwość nastawienia szybkości i szerokość impulsu
- Automatyczny rezonans harmonizujący



- Kolorowy ekran dotykowy
- Obrotowy panel górny
- Obrotowe ramiona ułatwiające ustawienie elektrod
- wyłącznik awaryjny pacjenta
- Ponad 90 Klinicznych Protokołów
- 200 Protokołów użytkownika
- Ponad 140 obrazów rozmieszczenia elektrody
- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna
- Możliwość zapisu dokumentacji sesji leczenia
- 2 lata gwarancji

APLIKATORY:

Intelect Shortwave 100 jest współpracuje z pełną gama aplikatorów. Elektrody kondensatorowe umieszczone z dwóch stron ciała pacjenta wytwarzają silne pole elektryczne i są przeznaczone do powierzchniowego leczenia. Elektrody indukcyjne wytwarzają silne pole magnetyczne, umieszcza się je bezpośrednio nad obszarem poddanym leczeniu. Elektrody indukcyjne są zalecane do głębszych obszarów ludzkiej tkanki.

Diploda



Monoda



Elektrody indukcyjne
80mm, 120 mm, 165 mm



Gumowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 27.12 MHz
Moc: 1 00 W praca ciągła /200 W praca impulsowa
Waga: 27 kg
Wymiary: 61 x 30.5 x 115.5cm
Szerokość impulsu: 20-400 ns
Szybkość impulsu: 10-800 Hz
Czas zabiegu: 1-60 minut

