

Intellect® Advanced COMBO



- najnowsze i najnowocześniejsze w świecie urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej
- 3 (lub 5) w pełni niezależnych kanałów zabiegowych (2 lub 4 do elektroterapii, 1 do terapii ultradźwiękowej i/lub laseroterapii)
- wyświetlacz kolorowy lub czarno-biały
- graficzny atlas anatomiczny i patologiczny
- 25 przebiegów prądowych (w tym także HV i mikroprądy)
- zaawansowany System Procedur Terapeutycznych™ (200 pozycji zaprogramowanych przez producenta)
- ponad 100 pozycji na procedury własne użytkownika
- sekwencje zabiegowe (łączenie przebiegów po 3)
- krzywa I/T
- pełna diagnostyka mięśniowa sEMG i sEMG+Stim (w aparatach kolorowych; opcja w czarno-białych)
- system kart „chipowych” do dokumentacji terapii pacjenta
- możliwość rozbudowy systemu o:
 - dodatkowe 2 niezależne kanały do elektroterapii
 - moduł (lub 2 moduły) do terapii podciśnieniowej
 - moduł terapii laserowej
 - akumulator, oprogramowanie do komputerów PC
- 2-zakresowa, wodoszczelna głowica ultradźwiękowa 1/3 MHz (skuteczny obszar radiacji $4 \text{ cm}^2 \pm 1 \text{ cm}^2$)
- możliwość współpracy także z głowicami 1, 2 i 10 cm^2
- bogaty komplet akcesoriów
- 2 lata gwarancji,

Elektroterapia:

- Interferencyjny tradycyjny (4-polowy)
- Interferencyjny wstępnie modulowany (2-polowy)
- TENS symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, prostokątny jednofazowy
- Prąd wysokonapięciowy impulsowy (HVPC)
- VMS™
- Przebiegi diadynamiczne
- Rosyjska stymulacja
- Mikroprądy
- VMS™ Burst
- JEDNOFAZOWY: prostokątny, trójkątny impulsowy
- GALWANICZNY: ciągły i przerywany
- Träberla (Ultrareiz)
- UDAROWY: jednofazowy prostokątny i trójkątny

Ultradźwięki:

- Częstotliwość1 MHz; 3 Mhz
- Współczynniki wypełnienia10, 20, 50%, ciągły (100%)
- Kontrola kontaktuTak, z możliwością wyłączenia
- WodoszczelnośćTak
- Podgrzewanie pow. głowicyTak
- Głowica w komplecie..... 5 cm^2
- Dostępne rozmiary głowic1, 2, 5, 10 cm^2

