

Aparat Magnetronic MF-10

- 56 gotowych programów zabiegowych dla typowych schorzeń
- możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów dla każdego pacjenta
- możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych (kilkadziesiąt pozycji)
- sygnalizację przerwy w obwodzie zabiegowym oraz wyświetlenie prawdopodobnej przyczyny wystąpienia błędu wraz z poradą dla obsługi
- kodowanie przewodu - umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora
- dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny - ułatwia odczyt parametrów



Magnetronic MF-10 umożliwia pracę na dwóch aplikatorach jednocześnie, pod warunkiem stosowania tych samych parametrów zabiegowych. Aparat może być dodatkowo wyposażony w leżankę, podnośnik i stoliki do aplikatorów lub sterownika.

DANE TECHNICZNE :

kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne.

MX1 - kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości.

MX2 - kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości.

częstotliwość zmian pola magnetycznego

2-50 Hz

zmiana indukcyjności pola magnetycznego

0-20
mT

czas impuls / przerwa

0.5-8 s

masa aparatu

4.5 kg

WYPOSAŻENIE:

Aplikatory szpulowe o średnicy 550mm, 315mm i 200mm, aplikatory płaskie APP-100, leżanka do aplikatora AS 550, podnośnik do aplikatora AS 550, stoliki pod aplikatory i aparat.

